



Vernis Protecteur



**DURCIT AU FOUR
VERNIS RÉSISTANT
AU LAVE-VAISSELLE**



Pour essayer
réf : LCC3-30X



Le plus pratique
réf : LCC3-80P



Le standard
réf : LCC3-250

N°3

LCC3

Spécial finition de magnets, moulages et collages

Produit très innovant, très technique, à comparer dans son utilisation aux peintures pour porcelaine. Le vernis LCC3 prend sa forme définitive après un court passage au four.

- Donne à l'utilisateur une impression de travail bien fait, comparable à des décors réalisés par des professionnels.
- Protection de moulages, réalisation de magnets en plâtre.
- Protection des collages et des peintures sur verre, porcelaine ou tous supports résistant à une température de 150°C.
- Rend au produit décoré un aspect très brillant et un effet de surface assimilable à une vitrification.
- Endurcit la réalisation et évite à la peinture de s'écailler.
- Protège le produit contre l'eau et permet le passage en lave-vaisselle.





Vernis Protecteur

Mode d'emploi


- Appliquer une très fine couche de vernis au pinceau.
- Passer au four pendant 30 minutes à 130°C maximum.
- Pour augmenter la résistance de la surface et améliorer la brillance, recommencer l'opération autant de fois que nécessaire.
- Des bulles, ou un changement de coloration indiquent une température excessive du four.



1 - Moulage peint




4 - Laisser refroidir...



2 - Appliquer une fine couche sur l'objet au moyen d'un pinceau...



5 - Coller l'objet sur le support à l'aide d'un pistolet à colle...



3 - Passer au four durant 30 mn à 130°C maxi...

Précaution d'emploi

- Conserver le produit entre 15 & 40°C.
- L'accompagnement d'un adulte est souhaité pour les enfants.

Contenants disponibles

Flacon 30ml : **POUR ESSAYER**
Unidoses pour kits, existe en version blister.

Flacon 80ml : **LE PLUS PRATIQUE**
Équipé d'un pinceau intégré dans le bouchon.

Pot 250ml : **LE STANDARD**
Large ouverture inviolable.
Volume important.

		PCB
LCC3-30X	flacon 30 ml embout biberon	200
LCC3-80	flacon 80 ml avec pinceau	100
LCC3-250	Pot 250 ml ouverture large, inviolable	12
LCC3-1000	flacon 1 l	12

S E C O M M U N I C A T I O N

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Colles Cléopatre
61, r. des Vallées 37510 BALLAN
Tel : 02 47 801 800 - Fax : 02 47 801 804
e-mail : info@colle-cleopatre.com
Site : www.colles-cleopatre.com

