



## Medium Peinture



**N°6**

**LCC6**

Le Médium Peinture est un produit extraordinaire, qui offre de multiples possibilités, dont les réalisations sont toutes de qualité.

Colle textile : permet de coller des tissus entre eux, des images papiers, des dessins.

Peinture textile et Peinture repositionnable : utilisé comme base, le médium mélangé à de la peinture acrylique (voire de la gouache liquide) devient peinture repositionnable ou peinture textile.

COLLE TEXTILE  
PEINTURE TEXTILE  
PEINTURE REPOSITIONNABLE



Pour essayer  
réf : LCC6-30X



Le plus pratique  
réf : LCC6-80P



Le standard  
réf : LCC6-250





# Medium Peinture

## Mode d'emploi

Collage de textiles :

Verser généreusement sur l'une des parties à coller. Assembler en pressant de manière à faire pénétrer la colle dans les fibres, lavable à 30°C.

Collage de papier :

Vernir le papier avec une couche épaisse de médium, laisser sécher. Coller votre réalisation sur votre support avec le médium. En collant la réalisation sur du verre, celle-ci deviendra repositionnable après séchage.

Peinture repositionnable :

Mélanger la quantité nécessaire de médium avec le coloris choisi, réaliser votre dessin sur un support en verre; une couche très épaisse est nécessaire.

Attendre quelques minutes entre les couleurs afin d'éviter les mélanges. Une peinture de contour n'est pas nécessaire. Attendre plusieurs heures avant de décoller l'ensemble.

Peinture textile :

Mélanger la quantité nécessaire de médium avec le coloris choisi, réaliser votre dessin, lavable à la main ou programme doux en machine.

## Précaution d'emploi

- Conserver le produit entre 15 & 40°C.
- L'accompagnement d'un adulte est souhaité pour les enfants.
- Non toxique.

## Contenants disponibles

Flacon 30ml : **POUR ESSAYER**

Unidoses pour kits, existe en version blister.

Flacon 80ml : **LE PLUS PRATIQUE**

Équipé d'un pinceau intégré dans le bouchon.

Pot 250ml : **LE STANDARD**

Large ouverture inviolable.

Volume important.

		PCB
LCC6-30X	flacon 30 ml embout biberon	200
LCC6-80	flacon 80 ml avec pinceau	100
LCC6-250	Pot 250 ml ouverture large, inviolable	12
LCC6-1000	flacon 1 l	12

SECTEUR COMMUNICATION

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

### Colles Cléopâtre

61, r. des Vallées 37510 BALLAN  
Tel : 02 47 801 800 - Fax : 02 47 801 804  
e-mail : info@colle-cleopatre.com  
Site : www.colles-cleopatre.com

